

Skinfresh 6



Skinfresh/Atlantic 24/17



Skinfresh/Tancan 3000



**Technische Angaben SkinFresh 6:
Kompaktgerät**

Lampen: 6 x 24 W Collagen
 Leistung ca.: ca. 150 W/230 V
 Absicherung: 1 x 16 A
 Gewicht: ca. 6 kg

**SkinFresh 24/17:
Collagen/Bräunungskombination**

Lampen: Oberteil 14 x 100 W UV
 11 x 100 W Collagen
 Unterteil 10 x 100 W UV
 6 x 100 W Collagen
 Leistung ca.: 2650 W/230 V
 Absicherung: 1 x 16 A
 Gewicht: ca. 150 kg

**SkinFresh Tancan 3000:
Collagen Standgerät**

Lampen: 30 x 100 W Collagen
 Leistung ca.: 3000 W/230 V
 Absicherung: 1 x 16 A
 Gewicht: ca. 250 kg

Zeitlos schöne Haut

Für Menschen mit hohem Anspruch an ihre Haut. Skinfresh ist für alle, die Wert auf Schönheit, Attraktivität, Wohlbefinden und tolles Aussehen legen. Wenn Stress und Hektik wieder mal überhand nehmen, sind Momente der Entspannung doppelt wichtig, um Kraft zu tanken. Umso besser, wenn die Zeit des Ausspannens auch eine Zeit für die Schönheit ist. Während Sie mit allen Sinnen in wohltuendes Licht eintauchen, verleiht Skinfresh Ihrer Haut neue Frische.

Die Collagen-Bestrahlung nutzt sichtbares Rotlicht mit einer Frequenz von 633 nm, um den körpereigenen Prozess der Photo Bio Stimulation wieder anzuregen. Dieser Prozess ist hauptverantwortlich für die Bildung von Collagen und Elastin und sorgt damit für eine straffere und ebenmäßigere Haut. Auch die Durchlässigkeit der Haut für kosmetische Produkte wird erhöht, so dass wirksame Nährstoffe tiefer in die Haut eindringen können.


Wie funktioniert Skinfresh?

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel. Das hat zur Folge, dass sich die Zellenergie der Zellen, die Collagen und Elastin produzieren, verringert. Das Resultat ist eine geringere Collagen- und Elastin-Produktion, welche die Haut benötigt, um jung und straff auszusehen. Die Collagen-Bestrahlung nutzt sichtbares Rotlicht mit einer Frequenz von 610 - 650 nm, um die körpereigene Photo Bio Stimulation wieder anzuregen. Dieser Prozess ist hauptverantwortlich für die Bildung von Collagen und Elastin und sorgt damit für eine straffere und ebenmäßigere Haut. Auch die Durchlässigkeit der Haut für kosmetische Produkte wird erhöht, so dass wirksame Nährstoffe tiefer in die Haut eindringen können. **Skinfresh** kann für den ganzen Körper angewendet werden. Insbesondere für: Gesicht, Augenkontur, Dekolletè, Hände, Füße, Oberschenkel und Beine.

Wissenschaftlich belegte Wirkung

Zahlreiche klinische Studien haben gezeigt, dass gezielt eingesetztes Licht mit 610 - 650 nm das Potential der Zellen erhöht Collagen und Elastin zu produzieren. Zu Beginn der Behandlung erscheint die Hautfarbe klarer, strahlender und weicher. Nach mehreren Behandlungen wird auch eine Verbesserung der Färbung, Reinheit und Textur der Haut festgestellt. Studien berichten von einem Rückgang der feinen Linien, sowie einer elastischen und glatten Haut, die frischer und erholter aussieht.

Die Haut braucht etwas Zeit, um eine bessere Struktur zu bilden. Für ein sichtbar glatteres und frischeres Ergebnis sollten Sie die Behandlungen über einen Zeitraum von mindestens 8-10 Wochen durchführen. Dabei sind 2-3 Anwendungen pro Woche zu je 10-20 Minuten zu empfehlen.



Sichtbarer Anti-Aging Effekt:

- Bekämpft Falten und feine Linien
- Verbessert das Hautbild bei ungleichmäßiger Haut
- Klinisch belegte Collagen- und Elastin-Stimulation
- Vorbereitung der Haut für Kosmetikanwendungen
- Reduziert die Folgen schädlicher Umwelteinflüsse



Ihr Skinfresh Händler:

